

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Oself3 Para Wb, Elisa - Q9Snq6

Número de artículo: CM0023214

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra OsELF3 (Q9SNQ6) de Oryza sativa. Validado para transferencia Western y ELISA, adecuado para estudios de regulación del tiempo de floración y vía fotoperiódica en arroz.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OsELF3 Rabbit pAb
Anotaciones/Alias	Ef7; HD3B; Hd-q; Hd17; ELF3-1; OsELF3; OsELF3-1; OsJ_20086; OsELF3
Especie	Oryza sativa
GeneID	4340087
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-172 de OsELF3 de Oryza sativa. (Q9SNQ6).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q9SNQ6
Peso Molecular	82kDa
Envío	Bolsa de hielo