

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Osfd1 Para Wb, Elisa - A0A0P0XR34

Número de artículo: CM0020333

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra OsFD1 de arroz (P0478E02.1) para Western blot y ELISA. Se dirige a una proteína nuclear de 21 kDa implicada en la señalización del ácido abscísico y la regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-OsFD1
Observaciones/Alias	P0478E02.1; OsFD1
Especie	Oryza sativa
GenelD	9271661
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-125 de Oryza sativa OsFD1. (A0A0P0XR34)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Oryza sativa
SWISS	A0A0P0XR34
Peso de la proteína	21 kDa
Envío	Bolsa de hielo