

Anticuerpo Policloanal Anti-Osfd2 Para Wb Y Elisa - Q5Z4G3

Número de artículo: CM0019417

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Oryza sativa OsFD2 (OsbZIP55). Validado para WB y ELISA. Adecuado para estudios de señalización por ácido abscísico, regulación de la transcripción y respuestas vegetales al estrés. Detecta una proteína de 18 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	OsFD2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	OsFD2; OsbZIP55
Especie	Oryza sativa
ID del gen	9266154
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de Oryza sativa OsFD2 (Q5Z4G3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q5Z4G3
Peso molecular de la proteína	18kDa
Envío	Bolsa de hielo