

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Osgbssi Para Wb Y Elisa - Q0Dev5

Número de artículo: CM0022251



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Sintasa del almidón unida al grano I de *Oryza sativa* (OsGBSSI/GBSS-I, Waxy). Validado para WB y ELISA. Para la investigación de la síntesis de amilosa y la biosíntesis del almidón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OsGBSSI pAb de Conejo
Observaciones/Alias	Wx; WX1; Wx-b; waxy; GBSSI; WX-mq; WX1-1; Wx-oz; GBSS-I; OsGBSSI1; 134P10.7; OsGBSSI
Especie	<i>Oryza sativa</i>
GeneID	4340018
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de OsGBSSI de <i>Oryza sativa</i> . (Q0DEV5)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q0DEV5
Peso Proteico	66kDa
Envío	Bolsa de hielo