

Anticuerpo Policlonal Anti-Osgepl1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H4B0

Número de artículo: CM0028216

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra OSGEPL1 humano (Q9H4B0) para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata, ideal para estudios de modificación de tRNA mitocondrial y mantenimiento del genoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OSGEPL1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Qri7; OSGEPL; OSGEPL1
Especie	Humano
ID de Gen	64172
Inmunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de OSGEPL1 humano (NP_071748.2))
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H4B0
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo