

Anticuerpo Policlonal Anti-Osgin1 Para Wb, Elisa - Q9Ujx0

Número de artículo: CM0013838

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-OSGIN1 validado para Western blot y ELISA, dirigido contra el inhibidor del crecimiento 1 inducido por estrés oxidativo humano (OSGIN1), implicado en la citocinesis y la regulación de la muerte celular. Presenta reactividad cruzada con la especie humana. 52 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	OSGIN1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BDGI; OKL38; OSGIN1
Especie	Humana
GeneID	29948
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de OSGIN1 humano (NP_892026.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9UJX0
Peso de la proteína	52 kDa
Envío	Bolsa de hielo