

Anticuerpo Policlonal Anti-Osgrf4 Para Wb Y Elisa - Q6Zik5

Número de artículo: CM0023434

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra OsGRF4 del arroz, validado para Western blot y ELISA. Útil para estudiar la regulación del tamaño del grano, la proliferación celular y el desarrollo del meristemo en Oryza sativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo OsGRF4
Observaciones/Alias	GL2; GS2; PT2; GLW2; GRF4; grf2; OsGRF4; Osj_08054; OJ1111_E07.19
Especie	Oryza sativa
GeneID	4330436 (Oryza sativa)
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q6ZIK5
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo