

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Osire1 Para Wb, Elisa - Q7Xit1

Número de artículo: CM0020633

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo OsIRE1 validado para WB y ELISA en Oryza sativa. Objetivo: proteína quinasa de serina/treonina/endorribonucleasa IRE1 (99kDa), un sensor clave de estrés del RE. Adecuado para el estudio de la respuesta a proteínas desplegadas en arroz.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OsIRE1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	IRE1; OsIRE1; Osire1p; Osj_24190; OJ1103_E04.109
Especie	Oryza sativa
ID de Gen	4343198
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 436-650 de OsIRE1 de Oryza sativa (Q7XIT1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q7XIT1
Peso Proteico	99kDa
Envío	Bolsa de hielo