

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Osmads1 Para Wb, Elisa - Q10Pz9

Número de artículo: CM0022700

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra OsMADS1 de Oryza sativa, validado para WB y ELISA. Adecuado para investigar el desarrollo de órganos florales, la función de factores de transcripción y la investigación de proteínas de la caja MADS en arroz.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OsMADS1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	Lhs1; MADS1; OsMADS1; OsJ_09913
Especie	Oryza sativa
ID de Gen	4332059
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 150-257 de OsMADS1 de Oryza sativa (Q10PZ9)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q10PZ9
Peso Molecular de la Proteína	30kDa
Envío	Bolsa de hielo