

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Osmads15 Para Wb, Elisa - Q6Q9I2

Número de artículo: CM0024286

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra OsMADS15 de Oryza sativa, un factor de transcripción MADS-box. Validado para WB y ELISA, reacciona cruzadamente con arroz. Ideal para estudios de biología del desarrollo vegetal y regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OsMADS15 Conejo pAb
Observaciones/Alíase	RAP1A; MADS15; FDRMADS3; OsMADS15; RMADS215; OJ1567_G09.109-1
Especie	Oryza sativa
GenID	4342214
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 167-267 de OsMADS15 de Oryza sativa (Q6Q9I2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q6Q9I2
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo