

Anticuerpo Policlonal Anti-Osmkk4 Para Wb, Elisa - Q6K4Q0

Número de artículo: CM0018973

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra OsMKK4 de arroz, validado para Western blot (WB) y ELISA. Adecuado para el estudio de la señalización de defensa vegetal y la función de quinasas en Oryza sativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OsMKK4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	OJ1316_E06.24; OsMKK4
Especie	Oryza sativa
ID del Gen	4330957
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-200 de OsMKK4 de Oryza sativa (Q6K4Q0)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q6K4Q0
Peso de la Proteína	40kDa
Envío	Bolsa de hielo