

Anticuerpo Policlonal Anti-Osmpk6 Para Wb Y Elisa - Q336X9

Número de artículo: CM0023862

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra la quinasa 6 activada por mitógenos del arroz (OsMPK6, Q336X9) para Western blot y ELISA. Ideal para estudiar las vías de MAPK en Oryza sativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OsMPK6 Conejo pAb
Observaciones/Alias	MPK6; OsMPK6
Especie	Oryza sativa
GenelD	4349225
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q336X9
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo