

Anticuerpo Policlonal Anti-Osmr Para Wb, Elisa - Q99650

Número de artículo: CM0030950

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra OSMR humano, validado para WB y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Ideal para el estudio de la señalización de la oncostatina M e IL-31 en investigación de inmunología y dermatología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OSMR Rabbit pAb
Notas/Alias	OSMRB; PLCA1; IL-31RB; OSMRbeta; IL-31R-beta; OSMR
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9180
GeneID	9180
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-200 de OSMR humano (NP_003990.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q99650
Peso Proteico	111kDa
Envío	Bolsa de hielo