

## Anticuerpo Policlonal Anti-Osnpr1 Para Wb Y Elisa - Q9Fdy4

Número de artículo: CM0022074

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra OsNPR1 de Oryza sativa (homólogo 1 de NPR1), validado para inmunotransferencia (Western blot) y ELISA. Adecuado para investigación en defensa vegetal y resistencia a enfermedades.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | OsNPR1 Conejo pAb                                                                                                                        |
| Observaciones/Alias | NH1; PR2; NPR1; NPR2; OsNH1; OsNPR1                                                                                                      |
| Especie             | Oryza sativa                                                                                                                             |
| GeneID              | 4327315                                                                                                                                  |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 475-582 de OsNPR1 de Oryza sativa. (Q9FDY4) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                   |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                 |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                                |
| Reactividad Cruzada | Oryza sativa                                                                                                                             |
| SWISS               | Q9FDY4                                                                                                                                   |
| Peso Proteico       | 64kDa                                                                                                                                    |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                           |