

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Osr1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Tax0

Número de artículo: CM0021510

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a OSR1 humana (odd-skipped related 1), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación de desarrollo embrionario y regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	OSR1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ODD; OSR1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	130497
ID del gen	130497
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-115 de la OSR1 humana (NP_660303.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8TAX0
Peso molecular	30kDa
Envío	Bolsa de hielo