

Anticuerpo Policlonal Anti-Osr2 Para Wb, Elisa - Q8N2R0

Número de artículo: CM0024603

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado contra OSR2 para WB y ELISA; reconoce OSR2 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudiar el desarrollo del germen dental y los factores de transcripción de dedo de zinc.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OSR2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	OSR2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	116039
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 250-312 del OSR2 humano (NP_001135934.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N2R0
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo