

Anticuerpo Policlonal Anti-Osrack1A Para Wb Y Elisa - P49027

Número de artículo: CM0022202

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo OsRACK1A validado para western blot (WB) y ELISA en arroz (*Oryza sativa*). Detecta la proteína RACK1z de ~36kDa, un regulador positivo de la inmunidad innata y la defensa de las plantas. Ideal para la investigación del tizón del arroz.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OsRACK1A Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	RWD; GPB-LR; RACK1A; OsRACK1A
Especie	Oryza sativa
GeneID	4323315
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-334 de OsRACK1A de Oryza sativa. (P49027)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Oryza sativa
SWISS	P49027
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo