

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Osrd6/Shl2 Para Wb Y Elisa - Q8Lhh9

Número de artículo: CM0024182

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra OsRDR6 (SHL2, SHOOTLESS2) de arroz para Western blot (WB) y ELISA. Esta ARN polimerasa dependiente de ARN es fundamental para el desarrollo del meristema de brote y la vía de ta-siARN, por lo que es adecuada para estudios de biología del desarrollo vegetal.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto           | OsRDR6 Rabbit pAb                                                                                                                        |
| Observaciones/Alias           | SHL2; SHOOTLESS2; OsRDR6                                                                                                                 |
| Especie                       | Oryza sativa                                                                                                                             |
| ID del gen                    | 4323938                                                                                                                                  |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 963-1218 de OsRDR6 de Oryza sativa (Q8LHH9) |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                                   |
| Categoría                     | Anticuerpos policlonales                                                                                                                 |
| Aplicación                    | WB, ELISA                                                                                                                                |
| Reactividad cruzada           | Oryza sativa                                                                                                                             |
| SWISS                         | Q8LHH9                                                                                                                                   |
| Peso molecular de la proteína | 137 kDa                                                                                                                                  |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                           |