

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ostb1 Para Wb - Q8Ln68

Número de artículo: CM0024222

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo OsTB1 para la detección del factor de transcripción TB1 en Oryza sativa. Validado para WB y ELISA. Ideal para la investigación en biología del desarrollo vegetal sobre el macollaje y la regulación de yemas axilares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OsTB1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TCP8; OsTB1
Especie	Oryza sativa
GeneID	4333856
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 270-388 de OsTB1 de Oryza sativa. (Q8LN68)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q8LN68
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo