

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Oste Para Wb, Elisa - Q10Sh0

Número de artículo: CM0022639

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra OsTE (TAD1/OsCCS52A) validado para Western blot y ELISA en Oryza sativa. Proteína del ciclo celular con repetición WD, 56 kDa. Ideal para investigación en arroz.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	OsTE Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TAD1, TE, OsCCS52A, OsTE
Especie	Oryza sativa
GenelD	4331448
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1-100 de OsTE de Oryza sativa (Q10SH0)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q10SH0
Peso molecular de la proteína	56kDa
Envío	Bolsa de hielo