


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Osteocalcina (Bglap) Para Wb, If/Icc, Elisa - P02818

Número de artículo: CM0014982



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la osteocalcina humana (BGLAP), adecuado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Se dirige a la proteína ósea Gla implicada en la mineralización ósea y la regulación hormonal. Ideal para la adquisición de materias primas para IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Osteocalcina (BGLAP) pAb de Conejo
Observaciones/Alias	OC; BGP; OCN; Osteocalcina (BGLAP)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	632
GeneID	632
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1-100 de la osteocalcina humana (BGLAP) (NP_954642.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02818
Peso Proteico	11kDa
Envío	Bolsa de hielo