


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Osteocalcina/Ocn Para Wb, If/Icc, Elisa - P02818

Número de artículo: CM0029350



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la Osteocalcina humana (BGLAP), adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Muestra reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Apoya estudios de biología ósea y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Osteocalcina/OCN pAb de Conejo
Observaciones/Alias	OC; BGP; OCN; Osteocalcina (BGLAP)
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	632
ID de Gen	632
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02818
Peso Proteico	11kDa
Envío	Bolsa de hielo