

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Osteoglicina (Ogn) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P20774

Número de artículo: CM0030002

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la osteoglicina humana (OGN) para Western blot, inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Detecta una proteína de ~34 kDa. Apto para investigación en biología ósea.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Osteoglicina (OGN) pAb de conejo
Observaciones/Alias	OG; OIF; SLRR3A; Osteoglicina (OGN)
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	4969
ID del gen	4969
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-298 de la osteoglicina humana (OGN) (NP_054776.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P20774
Peso molecular de la proteína	34kDa
Envío	Bolsa de hielo