


Anticuerpo Monoclonal Anti-Osteopontina Para Wb, Elisa - P10451

Número de artículo: CM0002224



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la Osteopontina humana (OPN/SPP1). Adecuado para Western Blot y ELISA. Reconoce la Osteopontina humana; 35 kDa. Ideal para la investigación de biología ósea y respuesta inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Osteopontina Rabbit mAb
Observaciones/Alias	OPN; BNSP; BSPI; ETA-1; Osteopontina
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6696
ID de Gen	6696
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 200-300 de la Osteopontina humana (P10451).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P10451
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo