


Anticuerpo Policlonal Anti-Osteopontina Para Wb, Elisa - P10451

Número de artículo: CM0013354



Introducción

Anticuerpo policlonal Anti-Osteopontina validado para Western blot y ELISA. Detecta osteopontina de humano, ratón y rata; reconoce los aminoácidos 17-314. Ideal para el estudio de interacciones célula-matriz y funciones de citocinas.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalle
Nombre del Producto	Osteopontin Rabbit pAb
Notas/Alias	OPN; BNSP; BSPI; ETA-1; Osteopontina
Especie	Humano
ID del Gen	6696
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 17-314 de la Osteopontina humana (NP_001035147.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10451
Peso Molecular de la Proteína	35kDa
Envío	Bolsa de hielo