


Anticuerpo Policlonal Anti-Ostm1 Para Wb Y Elisa - Q86Wc4

Número de artículo: CM0016778



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra OSTM1 humano, también conocido como subunidad beta del canal de cloro 7, validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Esencial para la maduración y función de los osteoclastos y melanocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	OSTM1 Rabbit pAb
Observaciones/alias	GL, GIPN, OPTB5, HSPC019, OSTM1
Especie	Humano
GeneID (humano)	28962
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 32-284 de OSTM1 humano (NP_054747.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q86WC4
Peso de la proteína	37 kDa
Envío	Bolsa de hielo