

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Ostt1 Para Wb, Elisa - Q10Kf0

Número de artículo: CM0019473

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra OsTT1 de arroz (subunidad del proteasoma alfa tipo 2) validado para WB y ELISA. Reconoce el objetivo de Oryza sativa con un peso molecular predicho de ~26kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OsTT1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PAB1; OsPAB1; OsJ_11088; OsTT1
Especie	Oryza sativa
ID del Gen	4333000
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 135-235 de Oryza sativa OsTT1 (Q10KF0)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q10KF0
Peso Molecular de la Proteína	26kDa
Envío	Bolsa de hielo