


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Otc Para Wb, If-P, Elisa - P00480

Número de artículo: CM0005091



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante OTC validado para WB, IF-P y ELISA con reactividad cruzada a humano, ratón y rata. Esencial para la investigación del ciclo de la urea y el desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OTC Rabbit mAb
Observaciones/Alias	OCTD; OTC1; OTCD; OTCas; OTC
Especie	Humano
ID de Gen	5009
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 215-354 del OTC humano (NP_000522.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00480
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo