

Anticuerpo Policlonal Anti-Otof Para Wb, Elisa - Q9Hc10

Número de artículo: CM0021827

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra OTOF validado para WB y ELISA en muestras humanas. El inmunógeno recombinante (aa 1-300) se dirige a la otoferlina, un sensor de calcio fundamental para la exocitosis de vesículas sinápticas en las células ciliadas cocleares, ideal para la investigación de la audición y la sordera.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	OTOF Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AUNB1; DFNB6; DFNB9; NSRD9; FER1L2; OTOF
Especie	Humana
GeneID (humano)	9381
GeneID	9381
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de OTOF humano (NP_919224.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9HC10
Peso de la proteína	227 kDa
Envío	Bolsa de hielo