

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Otp Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Xkr4

Número de artículo: CM0017182

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra OTP humano (Proteína homeobox ortopedia). Adecuado para aplicaciones WB, IHC-P y ELISA; reacciona de forma cruzada con muestras de humano, ratón y rata. Útil para la investigación de la diferenciación neuroendocrina hipotalámica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	OTP pAb de Conejo
Observaciones/Alias	OTP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23440
GeneID	23440
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-130 de OTP humano (NP_115485.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q5XKR4
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo