


Anticuerpo Policlonal Anti-Otub1 Para Wb, Elisa - Q96Fw1

Número de artículo: CM0016323



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a OTUB1 humana, una desubiquitinasa implicada en el recambio proteico, la reparación del ADN y la regulación inmune. Validado para Western blot y ELISA, presenta reactividad cruzada con ratón. Ideal para investigación básica y desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OTUB1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	OTB1; OTU1; HSPC263; OTUB1
Especie	Humana
GeneID (Humano)	55611
GeneID	55611
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 50-150 de OTUB1 humana (NP_060140.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q96FW1
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo