


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Otub1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Fw1

Número de artículo: CM0016270



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la OTUB1 humana, una desubiquitinasa específica de Lys-48 involucrada en el recambio proteico, la reparación del ADN y la regulación inmune. Validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	OTUB1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	OTB1, OTU1, HSPC263, OTUB1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55611
GeneID	55611
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96FW1
Peso proteico	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo