


Anti-Otub2 Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Wb, Elisa - Q96Dc9

Número de artículo: CM0020495



Introducción

Anti-OTUB2 Anticuerpo Policlonal de Conejo validado para WB y ELISA. Se dirige a la ubiquitina tioesterasa OTUB2 humana, una deubiquitinasa implicada en el recambio de proteínas. Ideal para la investigación de la vía de la ubiquitina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OTUB2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	OTB2, OTU2, C14orf137, OTUB2
Especie	Humano
GeneID	78990
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-73 de OTUB2 humana (NP_075601.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q96DC9
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo