

Anticuerpo Policlonal Anti-Otud7B Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Gqq9

Número de artículo: CM0021198



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo OTUD7B validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconoce OTUD7B humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la vía NF-κB y la inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	OTUD7B Conejo pAb
Observaciones/Alias	ZA20D1; CEZANNE; OTUD7B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	56957
GeneID	56957
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 530-700 de OTUD7B humano (NP_064590.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6GQQ9
Peso Proteico	93kDa
Envío	Bolsa de hielo