

Anticuerpo Monoclonal Anti-Otx1 Para Wb Y Elisa - P32242

Número de artículo: CM0003298

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido a la OTX1 humana (proteína homeobox OTX1). Adecuado para Western blot y ELISA; presenta reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de desarrollo cerebral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	OTX1 Rabbit mAb
Especie	Humano
GeneID	5013
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1-100 de la OTX1 humana (NP_055377.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P32242
Peso de la proteína	37kDa
Envío	Bolsa de hielo