

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Otx2 Para Wb, Elisa - P32243

Número de artículo: CM0011794

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo OTX2 de alta calidad para aplicaciones de western blot y ELISA, validado para humano, ratón y rata. Apoya estudios sobre el desarrollo del cerebro y la regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OTX2 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	CPHD6; MCOP55; OTX2
Especie	Humano
GenelD (Humano)	5015
GenelD	5015
Inmunógeno	Péptido Sintético - Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 190-289 del OTX2 humano (P32243)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P32243
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo