

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Otx2 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - P32243

Número de artículo: CM0017144

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-OTX2 de alta calidad para inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona de forma cruzada con OTX2 de ratón y rata. Ideal para estudiar el desarrollo del cerebro y los órganos sensoriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	OTX2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CPHD6; MCOP55; OTX2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5015
ID del gen	5015
Inmunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 140-280 de OTX2 humano (NP_068374.1))
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P32243
Peso de la proteína	32kDa
Envío	Bolsa de hielo