

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Otx2 Para Wb Y Elisa - P32243

Número de artículo: CM0028067

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo OTX2 validado para WB y ELISA, reacción cruzada con ratón. Se dirige a la proteína homeobox humana OTX2 (32 kDa), ideal para investigación en neurociencia del desarrollo y enfermedades raras.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OTX2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CPHD6; MCOP55; OTX2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5015
ID de Gen	5015
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 140-280 de OTX2 humana (NP_068374.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P32243
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo