

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ovgp1 Para Wb Y Elisa - Q12889

Número de artículo: CM0013486

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a OVGP1 humana, validado para Western blot y ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre fertilización, desarrollo embrionario temprano y biología oviductal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	OVGP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EGP, OGP, MUC9, CHIT5, OVGP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5016
GeneID	5016
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-260 de OVGP1 humana (NP_002548.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q12889
Peso de la proteína	75kDa
Envío	Bolsa de hielo