

Anticuerpo Policlonal Anti-Ovol2 Para Wb, Elisa - Q9Brp0

Número de artículo: CM0020023

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra OVOL2 humano (ZNF339). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de transición epitelial-mesenquimal, biología del desarrollo y regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	OVOL2 Rabbit pAb
Observaciones/alias	CHED; CHED1; CHED2; PPCD1; ZNF339; EUROIMAGE566589; OVOL2
Especie	Humano
ID del gen (humano)	58495
ID del gen	58495
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-98 de OVOL2 humano (NP_067043.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q9BRP0
Peso de la proteína	30 kDa
Envío	Bolsa de hielo