

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ox40L Para Wb, If/Icc, Elisa - P23510

Número de artículo: CM0021687



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra OX40L humano (CD252, TNFSF4), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Adecuado para estudios de coestimulación de células T y citocinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	OX40L Rabbit pAb
Observaciones/Sinónimos	GP34; CD252; OX40L; TXGP1; CD134L; OX-40L; TNLG2B; OX40L
Especie	Humana
ID del gen (humano)	7292
ID del gen	7292
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 51-183 de OX40L humano (NP_003317.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón
SWISS	P23510
Peso de la proteína	21 kDa
Envío	Bolsa de hielo