


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Oxa1L Para Wb Y Elisa - Q15070

Número de artículo: CM0027217



Introducción

El Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-OXA1L (pAb) detecta específicamente OXA1L humano y presenta reacción cruzada con ratón y rata. Validado para Western blot (WB) y ELISA, ideal para la investigación de la insertasa de proteínas de la membrana interna mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo OXA1L
Observaciones/Alias	OXA1; OXA1L1; OXA1L
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5018
ID del Gen	5018
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 336-435 de OXA1L humano (NP_005006.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15070
Peso Proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo