

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Oxct1 Para Wb, Elisa - P55809

Número de artículo: CM0030265



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra OXCT1 (SCOT), una enzima clave para el catabolismo de cuerpos cetónicos, validado para WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Adecuado para investigación metabólica y estudios de función mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	OXCT1 Rabbit pAb
Notas/Alias	OXCT; SCOT; OXCT1
Especie	Humano
ID del gen	5019
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 261-520 de OXCT1 humano (NP_000427.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P55809
Peso de la proteína	56 kDa
Envío	Bolsa de hielo