

Anticuerpo Policlonal Anti-Oxct2 Para Wb, If-P, Elisa - Q9Byc2

Número de artículo: CM0018810

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra OXCT2 humano, una enzima mitocondrial del catabolismo de cuerpos cetónicos. Validado para aplicaciones WB, IF-P y ELISA con reactividad cruzada con humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OXCT2 Rabbit pAb
Notas/Alias	SCOTT; FKSG25; OXCT2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	64064
GeneID	64064
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 430-510 de OXCT2 humano (NP_071403.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BYC2
Peso Molecular	56kDa
Envío	Bolsa de hielo