

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Oxgr1/Gpr99 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96P68

Número de artículo: CM0002564



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante específico para OXGR1/GPR99 humano (receptor 1 de 2-oxoglutarato). Apto para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios sobre señalización de GPCR, metabolismo e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo OXGR1 / GPR99
Observaciones/Alias	aKGR; GPR80; GPR99; P2Y15; P2RY15; OXGR1 / GPR99
Especie	Humano
GeneID (Humano)	27199
GeneID	27199
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 150-250 de OXGR1 / GPR99 humano (Q96P68).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96P68
Peso proteico	38 kDa
Envío	Bolsa de hielo