

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Oxr1 Para Wb Y Elisa - Q8N573

Número de artículo: CM0019081

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína OXR1 humana (proteína de resistencia a la oxidación 1), validado para Western blot y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Útil para el estudio del estrés oxidativo, la regulación del pH del Golgi y la neuroprotección.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	OXR1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TLDC3; CHEGDD; Nbla00307; OXR1
Especie	Humana
GeneID (Humano)	55074
GeneID	55074
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 705-874 de la OXR1 humana. (NP_001185461.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N573
Peso molecular de la proteína	98kDa
Envío	Bolsa de hielo