


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Oxsm Para Wb, Elisa - Q9Nwu1

Número de artículo: CM0020621



Introducción

Valide el anticuerpo policlonal de conejo OXSM para Western blot y ELISA. Reacciona con la 3-oxoacil-ACP sintasa mitocondrial humana, de ratón y rata. Compatible con estudios de biosíntesis de ácidos grasos, metabolismo lipídico y función mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de Conejo OXSM
Observaciones/Alias	KS; CEM1; KASI; FASN2D; OXSM
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	54995
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 80-459 de OXSM humano (NP_060367.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NWU1
Peso Proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo