


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Oxsr1 Para Wb, If/Icc, Elisa - O95747

Número de artículo: CM0018351



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a OXSR1 (OSR1), una serina/treonina quinasa de la vía WNK-OSR1. Validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación del transporte de iones, respuesta al estrés y angiogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	OXSR1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	OSR1; OXSR1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	9943
ID de Gen	9943
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del OXSR1 humano (NP_005100.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95747
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo