

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Oxt Para Wb, Elisa - P01178

Número de artículo: CM0016414



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra OXT humano (proteína oxitocina-neurofina 1). Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en comportamiento social y biología reproductiva.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OXT Conejo pAb
Observaciones/Alias	OT; OT-NPI; OXT-NPI; OXT
Especie	Humano
ID del Gen	5020
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-125 de OXT humano (NP_000906.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01178
Peso Proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo