

Anticuerpo Monoclonal Anti-Receptor De Oxitocina Para Wb, Elisa - P30559

Número de artículo: CM0003653



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el receptor de oxitocina humano (OXTR, P30559). Para aplicaciones de WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación sobre señalización de hormonas neuropéptidas, comportamiento social y farmacología de receptores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo contra Receptor de Oxitocina
Observaciones/Alias	OTR; OT-R; Receptor de Oxitocina
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5021
ID del Gen	5021
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 50-150 del Receptor de Oxitocina humano (P30559)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P30559
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo